



Curaway Automatic Core Biopsy Needle Product Catalog

Curaway 

操作性を追求した生検針

滑りにくいハンドル、片手でも操作しやすいデザイン




標準的な針よりも大きなノッチ形状

ブラスト加工により針先端のエコー視認性が向上

 **Takai**
タカイ医科工業株式会社


Curaway バイオプシーニードル



軽量でコンパクト、柔軟な操作を実現
 ・片手操作に最適化
 ・2つの作動ボタン（後方・側方）
 持ち方に合わせて作動ボタンが選択可能

安全を考慮したデザイン
 ・目盛によって穿刺深度の確認が可能
 ・制御性、精度、安全性に優れた針先

採取された組織(イメージ)



Ordering Information

商品コード	針ゲージ	突出長 (mm)	ボタン色	針の長さ(cm)	入数
BN-OCR-3/14yy	14G	12.0	緑	08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25	5本/箱
BN-OCR-2/14yy		20.0			
BN-OCR-3/16yy	16G	12.0	紫		
BN-OCR-2/16yy		20.0			
BN-OCR-3/18yy	18G	12.0	ピンク		
BN-OCR-2/18yy		20.0			
BN-OCR-3/20yy	20G	12.0	黄		
BN-OCR-2/20yy		20.0			

特注品

商品コード	針ゲージ	突出長 (mm)	ボタン色	針の長さ(cm)	入数
BN-OCR-3/12yy	12G	12.0	青	08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25	5本/箱
BN-OCR-2/12yy		20.0			

注文番号の「yy」は針の長さ(cm)となります。

モデル選択の留意点：モデルは2種類、BN-OCR-2 突出長=20.0mmとBN-OCR-3 突出長=12.0mmです。
 生検針を発射したときに、内針が外管からどの程度飛び出すか（=突出長）によって
 採取できる組織量や臓器への影響（損傷の程度）が変わります。

販売名：Curaway バイオプシーニードル
 一般的名称：単回使用組織生検用針
 医療機器認証番号：307AFBZX00073000

製造販売元

Takai
 タカイ医科工業株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25
 東京ダイヤビルディング3号館9階
 TEL (03)6280-4255 FAX (03)6280-4253
<https://www.takai-hs.co.jp>

製造元

Curaway

Zhejiang CuraWay Medical Technology Co., Ltd.
 Room 106, Building 1, No. 600, 21st Avenue,
 Baiyang Sub-district, Qiantang New District,
 310018, Hangzhou City, Zhejiang