


Halo™シリーズ ストーンバスケットチップレス


容易な回転操作

最小シャフト径1.3Fr～

軽量なハンドル



Product Information



ハンドル部イメージ




バスケット先端イメージ



操作性に特化したストーンバスケット

人間工学に基づいたハンドル設計

- ・ 軽くて滑りにくいハンドル
- ・ 独自の回転制御スピナによりバスケットの位置を正確に調整可能
- ・ バスケットを挿入したまま内視鏡の取り外しが可能




1.3Fr、1.5Frの細径シースは最適な灌流と視認性を提供
尿管鏡への負担を軽減

高い柔軟性と拡張力

- ・ 細径モデルでは最適な灌漑流量が確保でき、視認性が向上
- ・ レーザーファイバーと作業チャンネルの共有が可能
- ・ シャフトの柔軟性・バスケットの高い拡張力によりスコープの偏向を容易に*

ハンドル回転方法



* Urology Volume 103, May 2017, Pages 256-260 Tipless Nitinol Stone Baskets: Comparison of Penetration Force, Radial Dilation Force, Opening Dynamics, and Deflection

名称	注文番号	シース外径	バスケット直径	ワイヤー本数	シース長
Halo™ストーンバスケット	SHM-STN-555020	1.3 Fr	12mm	4本	120cm
Halo™ストーンバスケット	SHM-STN-554120	1.5 Fr	12mm	4本	
Halo™ストーンバスケット	SHM-STN-556130	1.5 Fr	11mm	6本	
Trinity™ストーンバスケット	SHM-STN-556160	1.5 Fr	16mm	6本	
Vantage™ストーンバスケット	SHM-STN-550320	2.4 Fr	16mm	4本	

販売名 : SHMストーンバスケット
一般的名称 : 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル
医療機器認証番号 : 307ALBZX00020000

製造販売元

Takai
タカイ医科工業株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25
東京ダイヤビルディング3号館9階
TEL (03) 6280-4255 FAX (03) 6280-4253
<https://www.takai-hs.co.jp>

製造元



Annex Medical Inc.d.p.a.
Sacred Heart Medical