

レボリックス

RevolixTM 200

ツリウム ヤグ

Thulium:YAG (Tm:YAG) laser system

核出, 蒸散, 切除, 止血



UTUC



BT
ERBT



BPH
ThuLEP
ThuVEP
ThuVAP
ThuVaRP

- Delivers less than 0.5 mm optical penetration underneath the visual cut
- Improved Safety
- Reduce Adverse Events
- Lasting Outcomes
- Clinically Proven
More than 150 clinical publication
- Flexible Cost

製品仕様

| | |
|----------|-------------------------------------|
| レーザ媒質 | ツリウムヤグ |
| レーザ発振動作 | 連続波 |
| レーザ発振波長 | 2.0 μ m |
| レーザ出力 | 5~200 W |
| パルス幅 | 50~1,000ms |
| 繰返し周波数 | 0.5~10Hz |
| エイミングビーム | 色：緑または赤（注文時に選択）、最大出力：1mW |
| 電 源 | 単相 208~240VAC、50/60Hz、3.2kVA |
| 外観寸法 | 109.5cm (H) × 42cm (W) × 88.6cm (D) |
| 質 量 | 170kg |
| 販売名 | レボリックス200 |
| 一般の名称 | ツリウム・ヤグレーザ |
| 承認番号 | 30200BZX00402000 |

構成品・付属品

| | |
|----------------|---|
| ファイバー（リユーズブル） | 最大 15 回まで再滅菌可能。コア径 272/365/550*/800*/1000* μ m (*前立腺肥大症用) |
| フットスイッチ | ダブルペダル |
| インターロックコネクター | |
| 保護メガネ | メガネタイプ、ゴーグルタイプ |
| ファイバーメンテナンスキット | ファイバーカッター、ファイバーストリッパー、ファイバースコープ |
| ハンドピース | オプション |
| 滅菌トレイ | 蒸気滅菌用 |
| プロテクションシールド | |



製造販売元



タカイ医科工業株式会社

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-25 TEL (03) 3814-7761 FAX (03) 3814-9694
 名古屋営業所 〒465-0078 名古屋市名東区にじが丘 2-5-107 TEL (052) 781-8290 FAX (052) 781-8292
 大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-1-19-811 TEL (06) 6946-6629 FAX (06) 6946-9413
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-3-10 南近代ビル 4F TEL (092) 414-5525 FAX (092) 414-5530

製造元



LISA laser products GmbH

Albert-Einstein-Str.4 37191
 Katlenburg-Lindau, Germany