



THSストーンバスケット チップレス

結石の自動把持が可能なナイチノール製尿路結石除去用バスケットカテーテル


3ワイヤー



4ワイヤー



6ワイヤー



Lahme(ラーメ)ハンドル

◆自動把持スプリングメカニズム

ハンドルのボタンをスライドさせるとバスケットが開き、結石を捕捉することができます。ボタンを離すとバネの力によりバスケット内の結石が自動的に把持されます。

◆滑り止めウレタン付き

握りやすく滑りにくいデザインです。

◆脱着が可能



ハンドルを外すことで、バスケットを尿路に残したまま内視鏡を抜去することができます。必要に応じて、外したハンドルを再度装着することも可能です。



1.2Frの細径シース

◆内視鏡ワーキングチャンネル内の灌流効率維持に優れ、良好な視野の確保に貢献します。

Jens Bedke, et al. (2013) 1.2 French stone retrieval baskets Further enhance irrigation flow in flexible ureterorenoscopy. Urolithiasis DOI:10.1007/s00240-012-0540-9



販売名: THSストーンバスケット
医療機器認証番号: 225AFBZX00006000

Ordering Information

注文番号	バスケット形状	ワイヤー	バスケット径	バスケット長	シース径	シース長
UB-STN-T123-120	チップレス	3本	8mm	12mm	1.2Fr	120cm
UB-STN-T184-120		4本	11mm	15mm	1.8Fr	
UB-STN-T186-120		6本	9mm	13mm	1.8Fr	

製造販売元



タカイ医科工業株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25

東京ダイヤビルディング3号館9階

TEL (03) 6280-4255 FAX (03) 6280-4253

http://www.takai-hs.co.jp

